

PAQUETE DE TEST

TRIBO 10

El monitoreo del fluido **térmico** asegura confiabilidad y **seguridad**.

Para elegir el fluido térmico óptimo para cada instalación conviene recurrir a especialistas que recomienden el más idóneo dentro de la amplia gama del mercado.

En condiciones normales de trabajo, con un mantenimiento adecuado y operando dentro de los parámetros del fluido térmico seleccionado, la vida útil de una carga debe estar en el orden de **35.000 a 40.000 horas** efectivas.

El paquete **TRIBO 10** evalúa los parámetros que aseguran la estabilidad del fluido: verifica la viscosidad y la acidez, que es evidencia de oxidación, datos clave para una mejor transferencia de calor.

También mide el **punto de inflamación**, que ayuda a prevenir catástrofes en la industria.

TRIBO 10 Test básico de análisis de aceite térmico

Volumen de muestra: 1 L

- ✓ Viscosidad a 100 °C / 40 °C ASTM D445
- ✓ Número ácido ASTM D664
- ✓ Punto de inflamación copa abierta Cleveland ASTM D92
- ✓ Punto de combustión ASTM D92
- ✓ Insolubles en pentano
- ✓ Micro test patch
- ✓ Reporte

Principales equipos en los que aplica

Transferencia de calor en reactores

Sistemas de calefacción

Procesos térmicos

Cómo **funciona**



01

Toma la muestra con el sistema operando a temperatura de trabajo.



02

Llena el formato TRIBO-LABS del test correspondiente.



03

Envía la muestra al laboratorio para su análisis.



04

TRIBO-LABS registra y analiza la muestra y genera un e-report.



05

Recibes el reporte por email y evalúas las recomendaciones.



48-72 h

Tiempo de respuesta, una vez registrada la muestra.

Para más información, contáctanos:

NORTE AMÉRICA

+1 (786) 497.61.00 · (786) 537.49.71

SUR AMÉRICA

+58 (414) 439.53.03 · (424) 473.04.59 · (414) 342.51.61

EUROPA

+34 (658) 94.80.60 · +34 658 408 109